

Phase 1 : température froide

Stockage initial



Stable **jusqu'à péremption**
(18 mois maximum)

Décongélation initiale



Flacon à décongeler à température ambiante (jusqu'à 30°C) pendant 30 minutes

Stable **10 semaines** (dans la limite des 18 mois) de **2 à 8°C** ou max. **12h** de 8 à 30°C



Conserver dans l'emballage
et à l'abri de la lumière

Bouchon **bordeaux**



Aspect de dispersion
blanche à blanc cassé




NE PAS RECONGELER



Stockage secondaire

Phase 2 : température ambiante

Reconstitution




Homogénéisation par
10 retournements
- Ne pas secouer -

Vaccin
0,4mL



NaCl 0,9%



NaCl 0,9%
2,2mL



Aiguille 21G

Solution
2,6mL


Retirer 2,2ml d'air pour
équilibrer la pression
avant d'enlever l'aiguille

Administration



1 DOSE VACCINALE = 0,2 mL = 3µg

Solution
2,6 mL



Aiguille et seringue de
faible volume mort

Solution
0,2mL

1 FLACON

10 doses



Administration INTRA-MUSCULAIRE

Traçabilité chaîne du froid

- Décongélation
 - Date et Heure** de sortie -80°C
 - Date et Heure** de péremption (10semaines)
- Transport
 - Date et Heure** de départ
 - Date et Heure** de réception
- Dilution
 - Date et Heure** de reconstitution
 - Date et Heure** de péremption (12h)

Homogénéisation par
10 retournements
- Ne pas secouer -



Dispersion de couleur
blanche à blanc cassé,
**exempte de particules
visibles**

Stable **12h** de **2 à 30°C** (de préférence 2 à 8°C)
(avec une durée de transport maximale de 6h)

Contact : ars-ara-omedit@ars.sante.fr

Liens : [Comirnaty](https://www.who.int/medicines/comirnaty), [INN-tozinameran](https://www.who.int/medicines/inna-tozinameran),

[riltozinameran](https://www.who.int/medicines/riltozinameran), [tozinameran](https://www.who.int/medicines/tozinameran), [famtozinameran](https://www.who.int/medicines/famtozinameran)

([pfizermedicalinformation.fr](https://www.pfizermedicalinformation.fr))

Date de création : 03/02/2023 – MAJ le 03/02/2023