





AFFECTION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX FLUX B & VILLE

FLÉCHAGE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR LE FLUX B

Matériel envoyé sur le flux B (PUI – GCV)

Type de matériel		Fournisseur	Désignation	Code	Caractéristiques
Administration 	Kit d'administration 25mm	VPEX HUNAN	Seringue 3P 1ml Sertie 25G 25mm	1D00138	Graduée en 0,02ml – permet 7 doses Pfizer
		VPEX INI	Seringue 3P 1ml Sertie 23G 25mm	1D00150	Graduée en 0,02ml – permet 7 doses Pfizer
Administration 	Kit d'administration 16mm	DIDACTIC	Seringue SOL-M TB Slip Tip 1ml 25G 16mm	1D00110	Graduée en 0,01ml – permet le prélèvement entre 9 et 10 doses
Administration 	Seringue d'administration (pour demi-dose Moderna)	BEXEN MEDICAL	Seringue LUER LOCK ss Aig. 1ml réf 180001PP	1D00096	Seringue graduée en 0,01ml et aiguille séparée – ne permet pas le prélèvement de 20 demi-doses (en moyenne 17 doses)
		MEDICINA	Seringue 3 Pièces LUER SLIP ss Aig. 1ml "IVS01"	1D00105	
		PENTAFERTE	Seringue 1ml Tuberculine ss Aig. "0	1D00097	
		BEXEN MEDICAL	Seringue LUER LOCK ss Aig. 1ml "180	1D00095	
	Aiguille d'administration 25mm (pour demi-dose Moderna)	BD	Aiguille Hypodermique BD 25G-25mm	1D00101	
Kit d'administration 25mm (pour demi-dose Moderna)	VPEX	Seringue sertie 1ML 25G 25MM VPEX HUNAN Ref 240000 Gd 0,01ml BTE 200	1D00159	Kit d'administration gradué en 0,01ml – permet le prélèvement de 20 demi-doses	
Dilution 	Seringue de dilution	BD	Seringue 3ml Luer lock	1D00124	3ml
	Aiguille de dilution	BD	Aiguille Hypodermique BD 22G 40MM	1D00102	22G – 40mm
	Chlorure de sodium	AGUETTANT	CHLORURE SODIUM PROAMP 0.9%	1M00197	10ml
		B BRAUN	CHLORURE SODIUM PROAMP 0.9%	1M00210	10ml

FLÉCHAGE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR LE FLUX VILLE

Matériel envoyé sur le flux ville

Type de matériel	Fournisseur	Désignation	Code	Caractéristiques	
Administration 	Kit d'administration 25mm	PROLASER	Seringue sertie 1ML 25G 25MM PROLASER Gd 0,02ml BTE 100	1D00153	Graduée en 0,02ml – permet 7 doses Pfizer
Administration 	Kit d'administration 16mm	DOVILAB	Seringue SOL-M TB Slip Tip 1ml 25G 16mm	1D00140	Graduée en 0,01ml – permet le prélèvement entre 9 et 10 doses
Administration 	Kit d'administration 25mm	VPEX INI	Seringue 3P 1ml Sertie 23G 25mm		Kit d'administration gradué en 0,01ml – permet le prélèvement de 20 demi-doses
		DIDACTIC	Seringue sertie SOL-M 1ml 23G 25mm 1'' Réf 181023	1D00111	
		PROLASER	Seringue sertie 1ML 25G 25MM PROLASER Ref STE_1101 Gd 0,01ml BTE 100	1D00158	
Dilution 	Seringue de dilution	BD	Seringue 3ml Luer lock	1D00124	3ml
	Aiguille de dilution	DOVILAB	Aiguille 21G biseautées	1D00131	21G – 40 mm
		DIDACTIC	Aiguille Hypodermiques SOL-M 21G	1D00128	21G – 40 mm
	Chlorure de sodium	B BRAUN	CHLORURE SODIUM PROAMP 0.9%	1D00210	10ml