

Logo établissement	<b>Bordereau de livraison - réception</b> VaccinS COVID-19
-----------------------	---

REF BON DE LIVRAISON :

Expéditeur	Destinataire
RS : <input type="text"/>	RS : <input type="text"/>
Acronyme : <input type="text"/>	Acronyme : <input type="text"/>
Adresse : <input type="text"/>	Adresse : <input type="text"/>
Tel/Fax : <input type="text"/>	Tel/Fax : <input type="text"/>
Courriel : <input type="text"/>	Courriel : <input type="text"/>

Sortie de congélation (date & heure)	Date limite de stabilité (conservation entre 2 et 8°C)
--------------------------------------	--

Expédition (date & heure)	
---------------------------	--

Référence produit	Code UCD13	Code UCD7	Qté commandée en flacons	Qté délivrée	N° Lot	Péremption
m-RNA1273® MODERNA suspension injectable en flacon multidose	3400890009676					
COMIRNATY® dispersion à diluer pour solution injectable	3400890009454					

Remarques

Visa expéditeur Envoyé (date & heure) Signature	Visa destinataire Reçu (date & heure) Signature	Visa transporteur Livré (date & heure) Signature
---	---	--

Ce bordereau est renvoyer par mail ou fax à l'expéditeur dans les plus brefs délais suivant réception

**ATTENTION :** la fragilité de ce produit de santé implique la mise en place d'un protocole très strict assurant le respect de la chaîne du froid lors de son transport et de son stockage. En cas de rupture prolongée de la chaîne d'approvisionnement en température contrôlée, les flacons concernés ne doivent en aucun cas être utilisés.

Vaccination contre la COVID-19 : Point d'utilisation du vaccin mRNA-1273® de Moderna

Stockage initial

**-15 à -25°C**

Stable jusqu'à péremption

Décongélation initiale

**2 à 8°C**

Produit à décongeler (de 2 à 8°C) 2,5 heures minimum avant utilisation

Stable **30 jours** en conditionnement primaire de 2 à 8°C ou 12 heures à T° ambiante

Transport

**12h MAXIMUM** en transit

Stockage secondaire

**2 à 8°C**

Phase 1 : température froide

Aspect de suspension blanche à blanc cassé

**NE PAS RECONGELER**

Vaccination contre la COVID-19 : Point d'utilisation du vaccin COMIRNATY® de Pfizer BioNTech

Stockage initial

**-80°C**

Stable jusqu'à péremption

Décongélation initiale

**2 à 8°C**

Produit à décongeler (de 2 à 8°C) 3 heures minimum avant reconstitution

Stable **5 jours** en conditionnement primaire de 2 à 8°C ou 2 heures à T° ambiante

Transport

**12h MAXIMUM** en transit

Stockage secondaire

**2 à 8°C**

Phase 1 : température froide

Aspect de suspension blanche à blanc cassé

**NE PAS RECONGELER**