

AVANT DÉCONGÉLATION



- S'assurer du respect des conditions de stockage (température)
- Vérifier l'adéquation entre le nombre de flacons demandés par l'établissement et le nombre de vaccins souhaités (pour rappel 1 flacon = 5 vaccins)

DÉCONGÉLATION DES FLACONS

AU RÉFRIGÉRATEUR ENTRE +2°C ET +8°C

- Noter la **date et l'heure de sortie** du congélateur sur l'étiquette de Date Limite d'Utilisation (DLU).
- Sortir les flacons du congélateur à - 80°C avec précaution selon le protocole de manipulation de l'établissement.
- Placer les flacons dans une enceinte réfrigérée contrôlée entre +2C et +8°C.
- La décongélation d'une boîte de 195 flacons est obtenue en 3H entre +2°C et +8°C

A TEMPÉRATURE AMBIANTE JUSQU'À 25°C

si besoin d'une utilisation immédiate uniquement

- Noter la **date et l'heure de sortie** du congélateur sur l'étiquette de Date Limite d'Utilisation (DLU).
- Sortir les flacons du congélateur à - 80°C avec précaution selon le protocole de manipulation de l'établissement.
- Placer les flacons sur une paille propre à l'abri de la lumière du soleil et des rayons ultraviolets en réduisant l'éclairage ambiant.
- La décongélation d'un flacon à température ambiante est obtenue en 30 minutes minimum

Les flacons décongelés **non dilués** peuvent être conservés **au réfrigérateur entre +2°C et +8°C pendant 5 jours.**

Les flacons décongelés non dilués peuvent rester 2h maximum à température ambiante (et toujours <25°C).

Ne jamais recongeler les flacons décongelés.

ÉTIQUETAGE SPÉCIFIQUE DES FLACONS

Informations OBLIGATOIRES à inscrire / coller sur le flacon

ETABLISSEMENT DESTINATAIRE (dénomination)
VACCIN COVID PFIZER BIONTECH
A CONSERVER AU RÉFRIGÉRATEUR (+2 à +8°C)
Date sortie du congélateur : (J1) ___/___/2021
Heure sortie du congélateur :
Date limite d'utilisation : (J6) ___/___/2021
Heure limite d'utilisation :