

Conformément aux [recommandations du 2 février 2021 de la Haute autorité de santé \(HAS\)](#), il a été décidé qu'à compter du 25 février 2021, le vaccin AstraZeneca serait utilisé pour la vaccination des personnes de **50 à 64 inclus atteintes de comorbidités**.



## Etape 1 – dès le **12/02/2021**

- Identification des médecins volontaires pour vacciner  
Contacter une pharmacie d'officine pour signaler le souhait de recevoir des doses → nom et n° RPPS

## Etape 2 – du **15/02/2021 au 17/02/2021**

- Renseignement par les officines des inscriptions de médecins via le portail de télédéclaration → 10 doses (1 flacon) par inscription.
- Opération **répétée toutes les semaines** (lundi au mercredi)

## Etape 3 – **24/02/2021** (dès réception des vaccins)

- Récupération des flacons (et DM associés fournis à l'officine) par les médecins auprès de leur officine de rattachement.

## Etape 4 – **25/02/2021** (début vaccination)

- Organisation des rdv de vaccination, 2 options possibles

Ensemble des vaccination réalisées dans les 6h suivant réception	Vaccinations réalisées sur 48h après ouverture du flacon
<p><b>Scénario à privilégier</b></p> <p>Conservation possible à <b>T°C ambiante</b> (6h) Prévoir les rdv sur une <b>demi-journée</b> Transport en position verticale, sans secouer, à l'abri de la lumière</p>	<p><b>Scénario secondaire</b></p> <p>Maintien nécessaire à T°C <b>contrôlée</b> entre <b>+2+8°C</b> Prévoir les rdv sur <b>48h</b> Transport en position verticale, sans secouer, à l'abri de la lumière, en <b>conditionnement isotherme</b> Replacer le vaccin au <b>frigo</b> entre chaque utilisation</p>

Semaine du 22/02, 1<sup>e</sup> livraison → **UN SEUL FLACON PAR MEDECIN**  
Semaine du 01/03, 2<sup>e</sup> livraison → **DEUX OU TROIS FLACONS PAR MEDECIN**



## Surveillance du patient pendant au moins 15 minutes après la vaccination.

→ Détecter la survenue d'une réaction anaphylactique.

Les médecins doivent disposer du matériel et des produits pharmaceutiques adaptés dont de **l'adrénaline injectable**.



Enregistrement sur le système de téléservice [Vaccin Covid accessible via AmeliPro](#). Chaque vaccination doit être renseignée sur la plateforme en **sélectionnant le vaccin spécifique** (ici AstraZeneca) afin de pouvoir suivre la consommation réelle des doses la survenue d'événement indésirables.



Flacons, seringues, aiguilles → DASRI.

En cas de casse de flacon ou de projection sur une surface, celle-ci est désinfectée à l'aide d'un désinfectant actif sur les adénovirus.

Voir la [fiche spécifique sur le vaccin AstraZeneca](#)

