

Stockage initial

Stable **jusqu'à péremption**

Phase 1 : température froide

Transport



Aspect de solution transparente à légèrement brune

Stockage secondaire

**NE PAS CONGELER**

Reconstitution

Le flacon de vaccin COVID-19 Vaccine® est prêt à l'emploi et ne nécessite pas de reconstitution

Remise en suspension par retournements **sans secouer**



Aspect de solution transparente à légèrement brune

Une fois percuté → stable **6h** entre **2 et 25°C**

Administration



1 DOSE VACCINALE = 0,5 mL

1 FLACON de 5mL NON PERCUTE = **10** DOSES

Flacon

Seringue 1 mL
23/25GDose
0,5 mL

Selon le type d'aiguille, une dose supplémentaire de 0,5mL est prélevable.
Privilégier les seringues à faible volume mort

**Administration INTRA-MUSCULAIRE**

Traçabilité chaîne du froid

- Stockage initial
 - **Date** de péremption (6mois)
- Transport
 - **Date et Heure** de départ
 - **Date et Heure** de réception
- Administration
 - **Date et Heure** de percussion
 - **Date et Heure** de péremption (6h)

Phase 2 : température ambiante

Contact : ars-ara-omedot@ars.sante.frLien NHS : <https://bit.ly/2KWn1UN>

Date de création : 05/02/2021